

Montageanleitung memonizerDOG

Renature
your Life



Nutzen

Der memonizerDOG ist der ideale Begleiter für Ihren Hund.

Einsatzgebiet

Hunde reagieren besonders sensibel auf Umwelteinflüsse. Der memonizerDOG ist ein bioenergetisches Premiumprodukt speziell für Hunde.

Merkmale

- einfache Bedienung
- hohen Benutzungskomfort
- robust & outdoor-geeignet

Material

Das Gehäuse des memonizerDOG besteht aus einer extra leichten Kunststoff-Spezialmischung. Im Inneren befindet sich ein Primär-Speicherelement sowie eine Stabilisator- & Steuereinheit mit ID-Signatur.



Use

The memonizerDOG is the ideal companion for your dog.

Mission

Dogs are particularly sensitive to environmental influences. The memonizerDOG is a bioenergetic premium product especially for dogs.

Features

- easy handling
- high comfort of use
- robust & suitable for outdoor use

Features

The housing of the memonizerDOG consists of an extra-light special plastic mixture. Inside there is a primary storage element and a stabilizer & control unit with ID signature.



Usar

El memonizerDOG es el compañero ideal para tu perro.

Misión

Los perros son particularmente sensibles a las influencias ambientales. El memonizerDOG es un producto premium bioenergético especialmente para perros.

Características

- fácil de manejar
- alto confort de uso
- robusto y adecuado para uso en exteriores

Material

La carcasa del memonizerDOG consiste en una mezcla de plástico especial extraligera. En el interior hay un elemento de almacenamiento primario y una unidad de control y estabilización con firma de identificación.



Utiliser

Le memonizerDOG est le compagnon idéal pour votre chien.

Mission

Les chiens sont particulièrement sensibles aux influences environnementales. Le memonizerDOG est un produit bioénergétique premium spécialement conçu pour les chiens.

Caractéristiques

- application simple
- grand confort d'utilisation
- robuste et adapté à une utilisation en extérieur

Matériel

Le boîtier du memonizerDOG se compose d'un mélange de plastique spécial extra-léger. À l'intérieur, il y a un élément de stockage principal et un stabilisateur et une unité de contrôle avec Signature d'identité.



Usare

Il memonizerDOG è il compagno ideale per il tuo cane.

Missione

I cani sono particolarmente sensibili alle influenze ambientali. Il memonizerDOG è un prodotto bioenergetico premium specialmente per i cani.

Caratteristiche

- semplice applicazione
- elevato comfort di utilizzo
- robusto e adatto per uso esterno

Materiale

L'alloggiamento del memonizerDOG è costituito da una speciale miscela di plastica extraleggera. All'interno c'è un elemento di stoccaggio primario e uno stabilizzatore e un'unità di controllo con Firma d'identità.

memon
BIONIC INSTRUMENTS®

Montageanleitung memonizerDOG



Montage

Der memonizerDOG wird mit Hilfe des Sicherheitshakens möglichst nah am Körper, z.B. ganz einfach am Halsband des Hundes oder am Hundegeschirr, befestigt (1.).

Durch das extra leichte, jedoch extrem robuste Material ermöglicht der memonizerDOG für jeden Hund (ob groß oder klein) immer optimalen Tragekomfort.

Bei sehr aktiven Hunden empfehlen wir den memonizerDOG steel.



Montage

The memonizerDOG is attached as close as possible to the body, e.g. easily attached to the dog's collar or harness (1.).

Thanks to the extra light but extremely robust material, the memonizerDOG always optimal wearing comfort for every dog (big or small).

For very active dogs, we recommend the memonizerDOG steel.



Montaje

El memonizerDOG se coloca lo más cerca posible del cuerpo, p. se sujeta fácilmente al collar o arnés del perro (1.).

Gracias al material extra ligero pero extremadamente robusto, el memonizerDOG comodidad de uso siempre óptima para cada perro (grande o pequeño).

Para perros muy activos, recomendamos el memonizerDOG steel.



Matériel

Le memonizerDOG est fixé le plus près possible du corps, par ex. facilement attaché au collier ou au harnais du chien (1.).

Grâce au matériau extra léger mais extrêmement robuste, le memonizerDOG confort de port toujours optimal pour chaque chien (grand ou petit).

Pour les chiens très actifs, nous recommandons l'acier memonizerDOG.




Montaggio

Il memonizerDOG è fissato il più vicino possibile al corpo, ad es. facilmente attaccabile al collare o all'imbracatura del cane (1.).

Grazie al materiale extra leggero ma estremamente robusto, il memonizerDOG comfort sempre ottimale per ogni cane (grande o piccolo).

Per i cani molto attivi, consigliamo il memonizerDOG steel.



Produkt	L x B x H ³⁾	Gewicht ⁴⁾
memonizerDOG	38 x 20 x 8	12